

OMRON

GOING FOR **ZERO**

أُمرُن

دقيق و ماندگار

50 years of heart health leadership

OMRON
All for Healthcare

تاریخچه اُمُرُن

شرکت امرن در سال ۱۹۳۳ توسط کازوما تاتسی، در شهر اوساکا ژاپن تأسیس شد، تکنولوژی طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری فشار خون اُمُرُن با مفهوم "مهندسی بهداشت" در ابتدای دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و کم‌کم به طراحی و ساخت سایر تجهیزات اندازه‌گیری پزشکی و سلامت تعمیم پیدا کرد. اُمُرُن با توجه به اهداف عالی خود در راستای بالابردن سطح سلامت و کیفیت مطلوب زندگی افراد جامعه و تأکید ویژه بر پیشگیری و ترویج آن، با تکیه بر تجارب درخشان گذشته و بهره‌گیری از جدیدترین فن‌آوری‌ها در زمینه علوم الکترونیک و مهندسی پزشکی و نیز رعایت برترین استانداردهای جهانی طیف وسیعی از دستگاه‌های دقیق سنجش و پایش عوامل اصلی و موثر در روند سلامت نظیر فشارسنج، تب‌سنج، نبولایزر و ده‌ها وسیله دیگر را به دنیای پزشکی عرضه نموده است.

برخی از تأییدیه‌ها و استانداردهای جهانی کسب شده توسط اُمُرُن عبارتند از:

- دارای گواهینامه ISO 9001 برای تضمین کیفیت
- گواهینامه ISO 13485 برای مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی
- دارای Clinical Validation
- انجمن جهانی فشار خون (WHL)
- سازمان بهداشت جهانی (WHO)
- انجمن فشار خون بریتانیا (BHS)
- انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی آمریکا (AAMI)

تاریخچه پایکاربنیان طب

پایکار بنیان طب از سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را به عنوان یکی از بخش‌های زیر مجموعه گروه شرکت‌های پایکار بنیان آغاز نمود. با توجه به سابقه و شهرت گروه پایکار بنیان مبنی بر ارائه خدمات و محصولات برتر جهانی به مشتریان خود، شرکت پایکار بنیان طب نیز بر آن شد تا در حوزه تجهیزات پزشکی تشخیصی، خانگی و بیمارستانی اقدام به واردات بهترین محصولات از معتبرترین شرکت‌ها و برندهای جهان نماید.

در سال ۱۳۷۷ پایکار بنیان طب، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری Omron ژاپن در ایران شد؛ این شرکت در زمینه تجهیزات مراقبتی خانگی و بیمارستانی، سابقه‌ای طولانی دارد و معتبرترین و گسترده‌ترین برند در زمینه تجهیزات پزشکی در جهان است که با در اختیار داشتن ۶۳٪ بازار کشور ژاپن و ۵۱٪ بازار کل جهان خود را در صدر شرکت‌های تولیدکننده دستگاه فشار خون دیجیتال خانگی قرار داده است.

هدف و رسالت شرکت پایکار بنیان طب، ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه و ارائه بهترین خدمات و محصولات به پزشکان، متخصصین کشور و مصرف‌کنندگان محصولات خود می‌باشد.

به صدای بدن خود گوش دهید.

سلامتی خود را کنترل کنید و زندگی کاملتری داشته باشید. ما می‌خواهیم که همه یک زندگی سالم، طبیعی و همراه با شرایط ایده آل (از نظر سلامتی) داشته باشند. کلید این امر در مدیریت سلامت است. لازم است که همه ما مسئولیت سلامتی خود را بر عهده بگیریم.

دانش به افراد قدرت می‌دهد.

اُمُرُن به خاطر طراحی و ساخت دستگاه‌های سنجش پیشرفته جهت استفاده متخصصین در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها از شهرت بالایی در جهان برخوردار است. ولی ما معتقدیم پیشگیری موثرتر از درمان است.

اطلاعات سلامت شما تنها نباید در اختیار پزشکتان باشد.

ما می‌خواهیم که افراد بدن خود را بشناسند. بطوریکه بتوانند بیماری‌ها را کنترل نموده و در مجموع از ابتلا به بیماری پیشگیری نمایند. به همین دلیل است که ما استفاده از محصولات مراقبت پزشکی خانگی را که توسط آن، هر فردی قادر است سلامتی خود را در منزل بررسی کند توصیه می‌کنیم به این صورت افراد همواره سالم و به دور از بیمارستان می‌مانند.

زمانی که بدن شما صحبت می‌کند، ما می‌توانیم به شما کمک کنیم تا صدای بدن خود را بشنوید.

فهرست

دستگاه فشار سنج

۴.....
اُمُرُن به شما عدد درست، دقیق و قابل اطمینان ارائه می دهد.
آیا شما به دنبال یک فشارسنج بازویی یا مچی می گردید؟ اُمُرُن راه حل درست را به شما پیشنهاد می دهد.

درمان بیماری های تنفسی

۱۴.....
امروزه جامعه بصورت فزاینده ای با انواع بیماری های تنفسی مزمن مانند آسم، COPD و ... روبروست.
برای استفاده مناسب از داروهای استنشاقی، اُمُرُن بهترین محصولات را به شما پیشنهاد می دهد.

اندازه گیری درجه حرارت بدن

۲۲.....
اندازه گیری درجه حرارت بدن یکی از علائم حیاتی است که باید کنترل شود.
مصرف کننده می خواهد مطمئن شود که قابل اعتمادترین دستگاه را دارد.
اُمُرُن مدل های متنوعی از تب سنج دارد که قدرت انتخاب بیشتری به مصرف کننده می دهد.

مدیریت درد

۲۸.....
درد در بسیاری مواقع می تواند زندگی و فعالیت شما را محدود کند.
درمان سریع و موثر درد با استفاده از تنس های اُمُرُن.

مدیریت وزن

۳۲.....
همیشه برای حفظ تعادل بدنتان به وزن خود و ترکیبات بدن خود توجه داشته باشید.

NO. 1
WORLDWIDE

360°



فشارسنج

پیشگیری از سکته مغزی، قلبی: کنترل سکته را بدست بگیرید.

فشارسنج‌های اُمرُن به شما جهت مانیتور میزان فشارخون، که یکی از عوامل بروز سکته در انسان هست کمک شایان می‌کند.

زمانی که دستگاه فشارخون را انتخاب می‌کنید توجه داشته باشید که دقت و کیفیت خوب ضروری است. به همین دلیل اُمرُن به طور پیوسته برای بهبود دقت فشارسنج‌های خانگی دست به نوآوری می‌زند.

اُمرُن دارای طیف وسیعی از فشارسنج‌های بازویی و فشارسنج‌های مچی می‌باشد. عناصر مهمی که به نظارت دقیق کمک می‌کنند عبارتند از:

- تاییدیه کلینیکی: استاندارد بین‌المللی است که نشان از صحت و قابلیت استفاده از دستگاه در مراکز درمانی دارد.

- حسگرهوشمند (intellisense Technology)

- تشخیص ضربان قلب نامنظم

- نظارت بر داده‌ها در بلند مدت

فشار سنج های بازویی



M7

دقت بالا در اندازه گیری با سنسورهای هوشمند

- قابلیت تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی (AFib)
- دارای کاف مناسب برای افراد با دور بازوی ۲۲ تا ۴۲ سانت
- قابلیت اتصال به اپلیکیشن Omron Connect* برای مراقبت های پزشکی بیشتر
- دارای فن آوری Intellisense
- دارای قابلیت بلوتوث جهت ارسال اطلاعات فشار خون به اپلیکیشن Omron Connect
- دارای ۱۰۰ حافظه جهت ثبت
- نمایش همزمان نتایج قبلی و جدید بر روی نمایشگر
- قابلیت سه اندازه گیری متوالی فشار خون در فاصله ۳۰ ثانیه
- ذخیره نتایج اندازه گیری



EVOLV

جهت پیشگیری از سکتته سلامتی خود را کنترل کنید



- طراحی کامپکت و بدون شلنگ اتصال
- دارای کاف ۳۶۰ درجه
- تایید شده جهت استفاده خانم های باردار و خانم هایی که دچار یا در معرض خطر پره اکلامپسی هستند.
- قابلیت اتصال به اپلیکیشن Omron Connect* برای مراقبت های پزشکی بیشتر
- قابلیت استفاده در پروژه های انتقال داده بین بیمار و پزشک (تله مدیسین)
- دارای قابلیت بلوتوث جهت ارسال اطلاعات فشار خون به اپلیکیشن Omron Connect
- دارای نمایشگر با قابلیت HD, OLED
- دارای کاف مناسب برای افراد با دور بازوی ۲۲ تا ۴۲ سانت
- دارای ۱۰۰ حافظه
- ساخت ژاپن



M3

اندازه‌گیری دقیق، آسان و سریع

- دارای کاف مناسب برای افرادی با دور بازوی ۲۲ تا ۴۲ سانتیمتر
- کاربرد آن برای استفاده بیمار یا همراه بسیار آسان است
- دارای فن آوری Intellisense
- دارای ۶۰ حافظه برای دو کاربر (۶۰*۲)
- نمایش تاریخ و ساعت اندازه‌گیری
- نمایشگر پری فشار خون
- نمایشگر ضربان نامنظم قلب
- راهنمای بستن صحیح کاف
- دارای تاییدیه بالینی BHS



M6 Comfort

کاهش خطا در اندازه‌گیری با کاف دارای حسگر هوشمند

- با استفاده از این دستگاه و اطلاع دقیق از میزان فشار خون خود به پیشگیری از سکته قلبی کمک کنید
- دارای کاف با تکنولوژی ۳۶۰ درجه، صحت اندازه‌گیری در هر موقعیت در اطراف بازو (Intelli Wrap Cuff Technology)
- دارای کاف با خاصیت ارتجاعی جهت بالا بردن دقت اندازه‌گیری در افرادی با دور بازوی ۲۲ تا ۴۲ سانتیمتر
- اندازه‌گیری میانگین فشار خون (۳ اندازه‌گیری آخر)
- دارای ۱۰۰ حافظه برای دو کاربر
- نمایش تاریخ و ساعت اندازه‌گیری
- نمایشگر پری فشار خون
- نمایشگر ضربان نامنظم قلب
- نشانگر اعلام بستن صحیح کاف
- دارای تاییدیه بالینی BHS



M1 Basic

اندازه‌گیری آسان و سریع

- دارای کاف مناسب با سایز ۲۲ تا ۳۲ سانتیمتر
- قابلیت نمایش آخرین نتیجه
- دارای فن آوری Intellisense
- دارای تاییدیه بالینی BHS



M2

راه حل مناسب برای اندازه‌گیری با دقت

- دارای کاف مناسب برای افرادی با دور بازوی ۲۲ تا ۳۲ سانتیمتر
- دارای فن آوری Intellisense
- دارای ۳۰ حافظه
- نمایشگر ضربان نامنظم قلب
- راهنمای بستن صحیح کاف
- دارای تاییدیه بالینی BHS

جدول مقایسه فشار سنج‌های بازویی



Upper Arm

مدل	EVOLV	M7	M6 Comfort	M3	M2	M1 Basic
کد محصول	HEM-7600T-E	HEM- 7361-E	HEM- 7360-E	HEM- 7154-E	HEM- 7143-E	HEM-7121J-AF
تائید به بالینی	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
فن آوری Intellisense	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
سایز کاف	Easy Cuff 22-42 cm	Easy Cuff (22-42cm)	Intelli Wrap Cuff (Preformed) 22-42 cm	Easy Cuff (22-42cm)	Medium Cuff (22 – 32 cm)	Medium Cuff (22 – 32 cm)
تکنولوژی کاف ۳۶۰ درجه	⊙	⊙	⊙	○	○	○
نمایشگر بالا بودن میزان فشار خون	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○
راهنمای بستن صحیح کاف	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○
نمایشگر ضربان نامنظم قلب	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○
نمایشگر میانگین سه فشار آخر	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○
نمایشگر میانگین فشار صبح (میانگین سه فشار گرفته شده بعد از ۱۰ دقیقه از اولین سنجش صبح ۴:۰۰ تا ۱۱:۵۹)	⊙	⊙	⊙	○	○	○
نمایشگر میانگین فشار عصر (میانگین سه فشار گرفته شده بعد از ۱۰ دقیقه از اولین سنجش عصر ۱۹:۰۰ تا ۱:۵۹)	⊙	⊙	⊙	○	○	○
نمایشگر پیشرفته سنجش میانگین سه فشار آخر	⊙	⊙	⊙	○	○	○
نمایشگر حرکتی	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○
نشانگر فشار خون بالای صبحگاهی (چنانچه از سطح نرمال تعیین شده بالاتر باشد هشدار داده می‌شود)	⊙	⊙	⊙	○	○	○
ظرفیت حافظه	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 60	30	○
قابلیت استفاده از آداپتور	○	⊙	⊙	⊙	⊙	○
کیف محافظ	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○

فشار سنج های مچی



RS2

اندازه گیری آسان و ساده فشارسنج

- دارای فن آوری Intellisense
- دارای ۳۰ حافظه
- نمایشگر ۳ قسمتی
- نمایشگر پری فشار خون
- نمایشگر ضربان نامنظم قلب
- راهنمای بستن صحیح کاف
- سایز کاف ۱۳/۵ تا ۲۱/۵ سانتی متر



RS1

اندازه گیری دقیق و راحت

- دارای فن آوری Intellisense
- نمایش آخرین اندازه گیری
- نمایشگر ۳ قسمتی
- نمایشگر پری فشار خون
- نمایشگر ضربان نامنظم قلب
- راهنمای بستن صحیح کاف
- سایز کاف ۱۳/۵ تا ۲۱/۵ سانتی متر

جدول مقایسه فشارسنج‌های بازویی



WRIST

Intelli IT RS3	RS2	RS1	مدل
HEM6161-T-E	HEM-6161-E	HEM-6160-E	کد محصول
◎	◎	◎	تائیدیه بالینی
◎	◎	◎	فن آوری Intellisense
0.09 kg	0.09 kg	0.09 kg	وزن
◎	◎	◎	راهنمای بستن صحیح کاف
1 user × 30	1 user × 30	1 user × 1	حافظه
21.5 - 13.5 cm	21.5 - 13.5 cm	21.5 - 13.5 cm	سایز کاف
◎	◎	◎	نمایشگر ضربان نامنظم قلب
84 × 21 × 62 cm	84 × 21 × 62 cm	84 × 21 × 62 cm	سایز محصول



RS3 intelli IT

اندازه‌گیری دقیق، آسان و سریع

- دارای فن آوری Intellisense
- دارای بلوتوث
- دارای ۳۰ حافظه
- نمایشگر ۳ قسمتی
- نمایشگر پری فشار خون
- نمایشگر ضربان نامنظم قلب
- راهنمای بستن صحیح کاف
- سایز کاف ۱۳/۵ تا ۲۱/۵ سانتی‌متر

فشارسنج‌های دیجیتالی تخصصی (جهت کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها)



حسگر هوشمند به افراد کمک می‌کند تا فشارخون خود را بطور دقیق کنترل و بررسی کنند. بطوریکه بتوانند بدون نگرانی در خصوص نتایج نادرست و اندازه‌گیری‌های دشوار، زندگی خود را به سمت سلامتی سوق دهند.

سه اولویت کلیدی ما در زمینه استفاده از فشارسنج‌های تخصصی؛ دقت، دوام و کاربردی بودن است. این دستگاه‌ها می‌توانند روزانه صدها بار مورد استفاده قرار گیرند و در حجم بالای کار، توان زیادی دارند و صحت و استناد نتایج بدست آمده در دراز مدت توسط این دستگاه تضمین می‌گردد. عملکرد این دستگاه‌ها بسیار سریع و آسان است.

تنظیمات استاندارد

اُمِرُن استاندارد طلایی را برای پیش فشارخون در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های سراسر جهان ارائه کرده است. ما به منظور درک نیازهای پزشکان و بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها با آن‌ها همکاری کرده و دستگاه‌های خود را مطابق با اصلاحات مورد نظر آن‌ها، طراحی کرده‌ایم. به کمک فشارسنج‌های اُمِرُن نتایج دقیق و مطمئنی بدست می‌آید. به همین دلیل است که از دستگاه‌های فشارسنج اُمِرُن در ۵۰٪ آزمون‌های بالینی و تحقیقات سلامت بین‌المللی در سراسر جهان استفاده می‌گردد.



HBP-1120

فشارسنج HBP ۱۱۰۰ دستگاهی تخصصی است که در عین سادگی، با داشتن صفحه نمایش زاویه دار محصول قابل اطمینانی برای اندازه گیری فشارخون در مطب پزشک به صورت کاملاً کاربردی می باشد. برای این دستگاه، پنج سایز کاف از ۱۲ تا ۵۰ سانتی متر طراحی شده، که قابل شستشو با مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل است.

گروه پزشکان بر اساس ترجیح یا موقعیت، امکان استفاده از دستگاه به صورت خودکار و یا حالت دستی (استفاده از گوشی) را دارند. با هر بار روشن شدن دستگاه به صورت اتوماتیک، کالیبراسیون بر اساس صفر، توسط دستگاه انجام می شود. که ضریب اطمینان عملکرد دستگاه را بالا می برد.

۵ سایز کاف: از سایز کودک تا XL، با طیف وسیع تر برای همه بیماران دو روش استفاده: قابلیت تبدیل از حالت اتوماتیک به حالت دستی (استفاده از گوشی پزشکی)

شاخص صفر: دستگاه نشان می دهد که در سطح صفر فشار قرار دارد، و برای اندازه گیری بعدی کاملاً آماده است.

انتقال دارو بصورت موثر



درمان بیماری‌های تنفسی

انتقال موثر دارو برای شرایط خاص تنفسی

صدها میلیون نفر در سراسر جهان از بیماری‌های تنفسی راه‌های هوایی فوقانی و تحتانی رنج می‌برند. این بیماری‌ها می‌تواند شامل بیماری‌های مزمن مانند آسم یا COPD، عفونت‌های تنفسی مانند سرماخوردگی یا آلرژی باشد. استنشاق دارو با استفاده از نبولایزرهای اُمُرُن، در کنترل و تسکین سریع این بیماری‌ها کمک می‌کند و موجب راحتی زندگی این بیماران می‌شود.

اُمُرُن با بیش از ۴۰ سال تجربه در تحقیق و توسعه دستگاه و روش‌های درمانی مختلف، به طور مداوم با نوآوری در انتقال داروهای درمانی به نواحی مورد نظر (نای، نایژک، کیسه هوایی و...) به طور جداگانه) به توسعه نبولایزرها جهت حل مشکلات مصرف‌کنندگان مبتلا به بیماری‌های تنفسی همت گمارده است.



A3 Complete

نبولایزر منحصر به فرد با قابلیت تعیین میزان اندازه ذرات

- درمان راه‌های هوایی کامل: برای درمان راه‌های هوایی فوقانی، میانی و پایینی قابل استفاده است.
- از آنجاییکه تا عمق ریه‌ها می‌تواند نفوذ کند به درمان سریع‌تر راه‌های هوایی کمک خواهد کرد.
- قابلیت نبولایز کردن موثر داروهای خالص اصلی یا مخلوطی از داروها را دارد.
- درمان سریع در کمتر از ۵ دقیقه
- صدای تولید شده توسط دستگاه حدود ۶۵ دسی بل



Nami Cat

نبولایزر کمپرسوری جهت درمان بیماری تنفسی اطفال

این مدل با توجه به شکل و شمایل مورد علاقه کودک ، کمک می کند تا کودکان از نبولایزر خود استفاده کنند و از درمان خود نترسند و یا مقاومت نکنند .

- طراحی اختصاصی برای اطفال
- جهت انتقال موثر دارو اندام تنفسی تحتانی
- مناسب جهت استفاده در منزل
- حمل آسان : وزن حدود ۱/۱ کیلوگرم
- میزان صدای دستگاه حدود ۵۸ دسیبل
- میزان نبولایز ۰/۳۵ ml/min



DuoBaby

نبولایزر کمپرسوری اطفال به همراه ساکشن بینی (آسپیراتور بینی)

این مدل یک نبولایزر کمپرسوری ۲کاره منحصر به فرد است که به همراه یک آسپیراتور بینی یکپارچه ، می تواند به درمان شایع ترین بیماری های تنفسی اطفال کمک کند . آسپیراتور بینی به آرامی بینی کودک را تمیز می کند و احتقان را کاهش می دهد و به کودک اجازه می دهد تا آزادانه نفس بکشد .

- طراحی اختصاصی برای اطفال
- جهت انتقال موثر دارو اندام تنفسی تحتانی
- مناسب جهت استفاده در منزل
- قطعات مصرفی قابل شستشو
- وزن حدود ۱/۷ کیلوگرم
- میزان صدای دستگاه حدود ۶۳ دسیبل
- انتقال موثر دارو به ریه ها
- کمک به کاهش مصرف دارو با استفاده ترکیبی





C102 Total

قابلیت درمان موثر بیماری های دستگاه تنفسی تحتانی مانند برونشیت و آسم

این مدل یک راه حل برای درمان موثر ارائه می دهد و باعث تسکین شرایط تنفسی در طول سال می شود. با تغییر فصل، قسمت های مختلف راه های هوایی ممکن است تحت تأثیر شرایط تنفسی مختلف قرار بگیرند. همچنین توسط این سری از نبولایزرها می توان شستشوی بینی را با استفاده از محلول نمکی (آب نمک رقیق یا ترجیحا سرم نمکی) انجام داد. در این روش حفره بینی تمیز می شود و به تسکین علائم بیماری هایی مانند سرماخوردگی، رینیت آلرژیک (التهاب مخاط بینی) یا سینوزیت کمک می کند.

- قابلیت استفاده جهت شستشوی بینی
- جهت انتقال موثر دارو به اندام تنفسی تحتانی و فوقانی
- مناسب جهت استفاده کودکان و بزرگسالان
- مناسب جهت استفاده در منزل
- حمل آسان: وزن حدود ۱/۱ کیلوگرم
- میزان صدای دستگاه حدود ۵۷ دسیبل
- میزان نبولایز ۰/۳۵ ml/min و حدود ۵ ml/min جهت شستشوی بینی



CompA.i.r Basic NE-C803

نبولایزر سبک، بی صدا و مقرون به صرفه با کیفیت منحصر به فرد قابل تفکیک

نبولایزر کمپرسوری برای درمان مشکلات تنفسی حاصل از عوامل حساسیت زای موجود در هوا و آلودگی های محیطی. Comp Air Basic برای تسهیل رساندن دارو به بیمار طراحی شده و دستگاهی بسیار مقرون به صرفه است که در بدو تولید جایزه بین المللی طراحی را دریافت کرده است.

- کوچکترین و سبکترین نبولایزر کمپرسوری امرن فقط ۱۸۰ گرم
- نبولایزر غیر تخصصی، مناسب جهت استفاده در منزل
- میزان صدای دستگاه کمتر از ۴۵ دسی بل و نظافت آسان دستگاه
- درمان روزانه بیماریهای مرتبط با اختلالات تنفسی
- قابل استفاده برای بزرگسال و کودکان
- میزان نبولایز ۰/۳ ml/min

دستگاه‌های کمک تنفسی بیمارستانی

رساندن مطمئن و کافی دارو

بیمارستان‌ها جهت درمان مراجعین، به دستگاه‌های بادوام و قابل اطمینان نیاز دارند. امرن دو مدل دستگاه ویژه جهت استفاده در بیمارستان‌ها ارائه کرده است. این دستگاه‌ها میزان کافی و دقیق دارو را در دوره‌های زمانی بلند مدت بصورت کاملاً مطمئن؛ به بیمار می‌رسانند. این دستگاه‌ها همچنین برای پزشکان و متخصصان پر مشغله طراحی شده است و به همین دلیل کاربرد بسیار سریع و آسان داشته و به سادگی تمیز می‌شوند. کندانسورهای قوی این مدل از نبولایزرهای امرن، می‌تواند با انواع داروها کار کرده و طیف وسیعی از گزینه‌ها و برنامه‌های درمانی را ارائه دهد.

CompAIR PRO NE-C900

نبولایزر نبولایزر با امکان استفاده در بیمارستان‌ها و کیت منحصر به فرد قابل تفکیک



نبولایزر NE-C900 با ویژگی‌های بسیار مناسب برای ارائه درمان کامل بیمارانی طراحی و ساخته شده است. ویژگی اصلی این دستگاه، کمپرسور با دوام و با عملکرد خروجی مناسب است که برای رساندن دارو به میزان بالا برای بیمارانی که نیاز به دریافت داروی بیشتر دارند، ساخته شده است.

• استفاده از کیت منحصر به فرد قابل تفکیک

• دارای کمپرسور با دوام با عملکرد خروجی بالا

• رساندن میزان مناسب دارو در راه‌های هوایی کوچکتر

• میزان نبولایز ۰/۴ ml/min

• میزان صدای تولیدی توسط دستگاه: ۵۵ دسی بل

جدول مقایسه نبولایزرها



مدل	A3 Complete	DuoBaby	Nami Cat	CompA.i.r™ Basic NE-C803	C102 Total	CompAIR PRO NE-C900
کد محصول	NE-C300-E	NE-C301-E	NE-C303K-KDE	CompA.i.r™ Basic NE-C803	NE-C102-E	NE-C900
مدل	Compressor	Compressor with nasal aspirator	Compressor	Compressor	Compressor with nasal shower	Compressor
اندازه ذرات	Position 1: 10 µm	Inhalation top Upper airways: 9µm Inhalation top Lower airways: 4µm	3,4 µm	3,0 µm	Nebulizer: 2.6 µm Nasal shower: 90% of particles > 10µm	3,0 µm
	Position 2: 5 µm					
	Position 3: 3 µm					
سرعت نبولایز دارو	Position 1: 0,7 ml / min	Inhalation top Upper airways: 0.4 ml/min Inhalation top Lower airways: 0.2 ml/min	0,35 ml/min	0,3 ml / min	Nebulizer : 0.35 ml/min Nasal shower: > 5ml/min	0,4 ml / min
	Position 2: 0,5 ml / min					
	Position 3: 0,3 ml / min					
سرعت خروج ذرات	Position 1: 0,15 ml/min	Inhalation top Upper airways: 0.16 ml/min Inhalation top Lower airways: 0.12 ml/min	0,21 ml	0,05 ml/min	0,07 ml/min	0,08 ml/min
	Position 2: 0,12 ml/min					
	Position 3: 0,1 ml/min					
میزان دارو (حداقل - حداکثر)	2-12 ml	12 ml	12 ml	2-10 ml	Nebulizer: 12 ml Nasal shower: 15 ml	2- 7 ml
میزان مانده دارو	0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml
صدا	65dB	63 dB	58 dB	45 ≥ dB	57 dB	55 dB
وزن	1,3 kg	1,7 kg	1,1 kg	0,18 kg	1,1 kg	1/5 kg
باتری	○	○	○	○	○	○
آداپتور	●	●	●	●	●	●

تخصص در صحت
اندازه‌گیری

اندازه گیری دمای بدن

دیجیتال و مادون قرمز

اُمُرُن یک نام شناخته شده جهانی برای متخصصین در توسعه فن آوری و تکنولوژی کنترل می باشد. ما برای متخصصین این اطمینان را حاصل می کنیم که کیفیت و دقت تب سنج های پیشانی با تکنولوژی مادون قرمز و تب سنج های گوشی ما با بالاترین استانداردهای بین المللی می باشد.

اُمُرُن یکی از نام های معتبر در زمینه دستگاه های اندازه گیری دمای بدن دیجیتال است که هم در منزل و هم در مراکز درمانی استفاده می شود. مصرف کنندگان انواع دستگاه های اندازه گیری دمای بدن، اُمُرُن را به دلیل دوام، دقت و سهولت کاربرد آن انتخاب می کنند.



Gentle Temp 720

تب سنج پیشانی

اندازه گیری سریع و آسان بدون نیاز به تماس

تب سنج ۷۲۰ امرن یک دستگاه فوق سریع و دقیق، مادون قرمز با ویژگی های خاص است که کنترل مداوم درجه حرارت نوزاد شما با کمترین سرو صدا توسط آن امکان پذیر است. تب سنج مدل ۷۲۰ دمای بدن را از طریق پیشانی اندازه می گیرد. همچنین می تواند برای سنجش دمای مایعات و محیط مورد استفاده قرار گیرد. مانند اندازه گیری دمای بطری شیر یا ظرف غذای کودک و همچنین دمای اتاق.

- اندازه گیری سریع در زمان کمتر از یک ثانیه با نتیجه دقیق
- نتیجه اعلام شده توسط دستگاه مدل ۷۲۰ به وضوح در شب دیده می شود. (دارای نور پس زمینه)
- دماسنج امرن قادر به ضبط ۲۵ ثبت آخر در حافظه می باشد. این امکان برای پیگیری تغییرات دما در طی یک دوره از زمان و پایش روند دما وجود دارد.
- صدای هشدار دهنده پایان اندازه گیری
- قابلیت خاموش شدن اتوماتیک



Flex Temp Smart تب سنج دیجیتال

انعطاف پذیر و بسیار راحت

- ضد آب
- اندازه گیری در ۱۰ ثانیه
- انعطاف پذیر نوک تب سنج به سهولت در استفاده کمک می کند
- قابلیت سنج از دهان، زیر بغل و یا رکتال



Gentle Temp 520 تب سنج گوشی

اندازه گیری دقیق در کمتر از یک ثانیه

- اندازه گیری سریع دمای بدن در یک ثانیه از راه گوش
- صدای هشداردهنده پایان اندازه گیری
- دارای ۹ حافظه
- دارای ۲۱ پروب قابل تعویض
- دارای طراحی ارگونومیک
- نمایش نتایج به صورت سانتیگراد و فارنهایت
- قابلیت خاموش شدن اتوماتیک



Eco Temp Basic

تب سنج دیجیتال

طراحی عالی جهت استفاده امن و راحت

- مجهز به زنگ هشدار
- حافظه آخرین سنجش
- ضد آب
- قابلیت سنج از دهان، زیر بغل و یا رکتال



Eco Temp Smart

تب سنج دیجیتالی

سری گرد جهت استفاده آسان

- ضد آب
- اندازه گیری در ۱۰ ثانیه
- قابلیت سنج از دهان، زیر بغل و یا رکتال

جدول مقایسه تب سنج‌ها



مدل	Gentle Temp 720	Gentle Temp 520	Flex Temp Smart	Eco Temp Smart	Eco Temp Basic
کد محصول	MC-720-E	MC-520-E	MC-343F-E	MC-341-E	MC-246-E
نحوه اندازه‌گیری	Forehead, Surface, Room	Ear	Oral, Armpit, Rectal	Oral, Armpit, Rectal	Oral, Armpit, Rectal
غیر تماسی	☉	○	○	○	○
قابلیت اندازه‌گیری در سه حالت	☉	○	○	○	○
نمایش در شب	☉	○	○	○	○
زنگ هشدار	☉	☉	☉	☉	☉
حافظه	25	9	last reading	last reading	last reading
اندازه‌گیری سریع در یک ثانیه	☉	☉	○	○	○
نمایش دما به صورت سانتیگراد/فارنهایت	☉	☉	☉	☉	☉
نمایش تا سه رقم	☉	☉	☉	☉	☉
باتری قابل تعویض	☉	☉	☉	☉	☉
ضد آب	○	○	☉	☉	☉
خاموش شدن خودکار	☉	☉	☉	☉	☉
کاور یکبار مصرف	n/a	21 pcs (MC-EP2-E)	○	○	○

لوازم جانبی

Accessories

مدل	کد محصول	توضیحات
کاور	MC-EP2-E	

بدون دارو
درد را تسکین دهید




دستگاه تحریک الکتریکی اعصاب

از بین بردن علائم درد بدون استفاده از دارو

برای داشتن احساس تندرستی، متحرک بودن و سبک زندگی فعال داشتن از مهمترین عناصر می باشد. اما درد یکی از بزرگترین موانع برای فعال ماندن است که می تواند شما را در انجام فعالیت هایتان محدود کند. دستگاه محرک عصبی امرن به شما برای از بین بردن علائم درد کمک می کند.

کیفیت بالای محصولات ما بر اساس تکنولوژی TENS5، یک تکنولوژی کلینیکی تایید شده برای کمک به تسکین عضلات و درد مفاصل است و این توسط طیف وسیعی از متخصصان مراقبت های پزشکی مانند فیزیوتراپ ها و متخصصان درد استفاده می شود.

دستگاه تحریک الکتریکی سه گانه به شما در موارد ذیل کمک می کند:



- توقف پیام درد
- موجب آزاد شدن اندروفین و تسکین درد می شود
- گردش خون را بهبود می بخشد



E3 Intense

محرك الكتريكي عصبى

از ویژگی‌های این دستگاه می‌توان به اندازه کوچک دستگاه، حمل و نقل راحت، قابلیت قرارگیری راحت در جیب، کیف و نصب بر روی کمر بند اشاره کرد.

- شدت قابل تنظیم تا ۱۵ سطح مختلف
- دارای ۹ حالت درمانی قابل تنظیم که با انتخاب حالت مناسب احساس خوشایندی در ناحیه‌ی درد شما ایجاد می‌کند.
- دارای ۳ برنامه‌ی ماساژ
- قابل استفاده در ۶ ناحیه از بدن (کمر، مفاصل، پا، ساق پا، شانه‌ها، بازو)
- تنظیم زمانی ۱۵ دقیقه به صورت اتوماتیک
- پدهای قابل شست و شو با عمر طولانی تا ۱۵۰ بار استفاده
- منبع تغذیه‌ی دستگاه: دو عدد باتری قلمی



HeatTens

تکنولوژی TENS و حرارت جهت تسکین درد عضلات و مفاصل

HeatTens با ترکیب دو درمان مکمل، تسکین درد را تسهیل می‌کند. پالس‌های الکتریکی، مکانیسم تسکین دهنده درد بدن را تحریک می‌کنند و باعث تحریک ترشح اندورفین و بهبود گردش خون می‌شوند.

- نواحی درمانی بدن : شانه . مفاصل . پا . بازو . کف پا و پشت بدن
- ۳ حالت ماساژ : ضربه زدن ، ورزش دادن و مالش دادن
- فناوری TENS سه گانه جهت جلوگیری از پیام درد
- شل شدن عضلات و تسکین درد توسط گرما
- دارای ۳ گزینه انتخاب اصلی درمان و تسکین درد
- دارای ۲ گزینه میزان شدت گرما
- ۹ حالت از پیش تعیین شده TENS برای نقاط اختصاصی بدن
- ۲۰ حالت شدت تحریک جهت شخصی سازی درمانی هر فرد
- دارای ۲ جفت پد هیدروژل (ابر جاذب)

وزن خود را
کنترل کنید



مدیریت وزن بدن

بررسی اجمالی از بدنتان

این دستگاه در مواردی که بخواهید تصویر درست و کاملی از وضعیت بدنتان از جمله وزن‌تان، ترکیبات بدن، درصد چربی و درصد عضله داشته باشید مناسب می‌باشد.

با استفاده منظم از این دستگاه تغییرات بدنتان قابل اندازه‌گیری و ثبت می‌باشد، برای مثال می‌توانید اطمینان حاصل کنید که درصد عضلات بدنتان در زمانی که قصد کم کردن درصد چربی بدنتان را دارید کاهش نمی‌یابد.

از آنجاییکه دستگاه دارای تاییدیه بالینی می‌باشد، می‌توانید روی دقت و صحت نتایج دستگاه حساب کنید.

ترازو و چربی‌سنج ام‌رن به دلیل صفحه مانیتور بزرگ به راحتی قابل خواندن هستند و مصرف‌کننده می‌تواند در یک نگاه اطلاعات مورد نیاز را ببیند.



VIVA

آینده قلب خود را تحت تأثیر قرار دهید

- دارای تأییدیه بالینی
- اندازه گیری هوشمند ۶ پارامتر بدن
- نمایش پارامترهای سلامت قلب: چربی احشایی، حجم ماهیچه‌های اسکلتی
- نمایش متابولیسم استراحت (حداقل میزان کالری مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن طی فعالیت روزمره)
- نمایش وزن، شاخص توده چربی و BMI
- دارای قابلیت طبقه بندی نتایج، تشخیص خودکار کاربر
- ۴ کاربره (علاوه بر کاربران مهمان)
- نمایش سریع نتایج طی ۴ ثانیه
- انتقال مداوم و مکرر داده‌ها و نتایج از طریق بلوتوث به نرم افزار Omron Connect
- ذخیره حداکثر ۳۰ اندازه گیری برای هر کاربر تا زمان همگام سازی با برنامه Omron Connect
- مناسب برای سنین ۸۰-۱۰ سال
- قابلیت تحمل وزن تا ۱۵۰ کیلوگرم
- استفاده از ترکیب شیشه و استنلس استیل در ساخت بدنه



HN300T2 Intelli IT

مدیریت آسان وزن با **HN300T2 Intelli IT** و نرم افزار **OMRON Connect**

اتصال به نرم افزار کار را برایتان آسان می کند، در هر زمان می توانید پیشرفت را ببینید و به آن دسترسی داشته باشید. استفاده از عملکرد فیلتر خودکار، به برنامه **OMRON Connect** اجازه می دهد تا وزن کاربران را حتی اگر ترازو توسط چندین کاربر استفاده شود، به آنها نشان دهد.

- قابلیت نمایش شاخص توده بدن (BMI)
- دارای تائیدیه بالینی
- ۲ کاربره (به همراه کاربران مهمان)
- روشن شدن خودکار به محض پا گذاشتن روی آن
- ذخیره حداکثر ۳۰ اندازه گیری برای هر کاربر تا زمان همگام سازی با برنامه **Omron Connect**
- قابلیت تحمل وزن تا ۱۵۰ کیلوگرم
- استفاده از شیشه حرارت دیده جهت مقاومت بیشتر



BF214 (HBF-214-EBW)

هوشمندی در مقایسه و اندازه گیری

- قابلیت اندازه گیری و نمایش وزن
- ذخیره و نمایش پارامترهای اندازه گیری شده قبلی
- قابلیت نمایش شاخص توده بدن (BMI)
- قابلیت نمایش چربی بافتی بدن
- قابلیت نمایش حجم ماهیچه های اسکلتی (ماهیچه های متصل به استخوان ها که بدن را حرکت می دهند)
- ابعاد ۲۸ x ۲۸۰ x ۲۸۵ میلیمتر
- دارای تائیدیه بالینی
- ۴ کاربره (علاوه بر کاربران مهمان)
- مناسب برای سنین ۸۰-۱۰ سال
- قابلیت تحمل وزن تا ۱۵۰ کیلوگرم
- استفاده از ترکیب شیشه و استنلس استیل در ساخت بدنه



HN286

اندازه‌گیری آسان وزن بدن ، مجهز به ۴ سنسور

- خطای اندازه‌گیری: ۱۰۰ گرم
- قابلیت اندازه‌گیری وزن حداکثر تا ۱۸۰ کیلوگرم
- دارای قابلیت خاموش / روشن خودکار
- این دستگاه فقط در رنگ نقره ای ارائه می‌شود

جدول مقایسه ترازو ها



HN286	HN300 T2 IT	BF - 214	VIVA	مدل
HN-286-E	HN-300T2-EBK HN-300T2-EGY	HBF-214-EBW	HBF-222T-EBK	کد محصول
○	○	⊙	⊙	درصد چربی
○	⊙	⊙	⊙	BMI
○	○	⊙	⊙	درصد ماهیچه اسکلتی
○	○	○	⊙	درصد چربی احشایی
○	○	○	⊙	سوخت و ساز زمان استراحت
○	○	○	○	اندازه گیری کامل
○	⊙	⊙	⊙	تأییدیه بالینی
	2	4	4	تعداد کاربر
○	30	⊙	30	تابع حافظه (اندازه گیری های قبلی را نشان می دهد)
n/a	n/a	10-80 years	10-80 years	رده سنی
100 gr	100gr	100gr	100gr	دقت
180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	حداکثر وزن قابل اندازه گیری
glass/ plastic	tempered glass	stainless steel/glass	stainless steel/glass	جنس دستگاه
auto on/off	auto on/off	sensor switch	sensor switch	روشن / خاموش خودکار

All for Healthcare

نماینده انحصاری omron ژاپن در ایران
تهران، انتهای خیابان وزرا، روبروی خیابان ۳۵، پلاک ۱۰۲
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۴۵۵۸
تلفن: ۰۲۱-۸۲۴۴۱۲۰۱ و ۲۰۲

 omronhealthiran

www.pbteb.com

pbTeb[®]
paykarbonyanteb

