

# B.Well

Caring for everyone



 **B.WELL**  
**SWISS**  
CONTROLLED



 PRO

 MED

 TECHNO



## PRO-30 فشارسنج بازویی

نیمه اتوماتیک  
فشارسنج مقرون به صرفه

- \* اداره آسان با یک دکمه
- \* قابلیت اندازه گیری فشار 40 - 280 mmHg
- \* قابلیت اندازه گیری تعداد ضربان قلب 40 - 200 beats/min
- \* دارای استاندارد CE و ISO
- \* بازوبند آناتومیک برای بازو با محیط ۴۲-۲۲ سانتی متر
- \* کمپرسور راحت از جنس PVC همراه با دریچه تخلیه هوا سریع
- \* قابلیت استفاده از باتری



PRO



## PRO-33 فشارسنج بازویی اتوماتیک

اندازه گیری با دقت بالا

- \* قابلیت اندازه گیری فشار 40 - 280 mmHg
- \* قابلیت اندازه گیری تعداد ضربان قلب 40 - 200 beats/min
- \* دارای استاندارد CE و ISO
- \* ابزار لازم برای هر خانواده
- \* تشخیص بی نظمی در ضربان قلب / آریتمی در مراحل اولیه
- \* حافظه برای نشان دادن آخرین اندازه گیری
- \* قابلیت استفاده از باتری و برق



PRO

استفاده آسان  
از طریق یک دکمه



بازوبند آناتومیک،  
اندازه گیری راحت و دقیق را فراهم می کند



الگوریتم کلاسیک  
اندازه گیری طی خارج شدن هوا از بازوبند





## PRO-35 فشارسنج بازویی

اتوماتیک

دقت بالا و سنجش اندازه گیری

- \* قابلیت اندازه گیری فشار 40 - 280 mmHg
- \* قابلیت اندازه گیری تعداد ضربان قلب 40 - 200 beats/min
- \* مقیاس نشان دهنده فشار خون
- \* حافظه برای نشان دادن ۳۰ اندازه گیری
- \* دارای استاندارد CE و ISO
- \* بازوبند آناتومیک برای بازو با محیط ۲۲-۴۲ سانتی متر
- \* الگوریتم کلاسیک
- \* اندازه گیری راحت، نتیجه دقیق
- \* قابلیت استفاده از باتری و برق



حافظه اندازه گیری



نشان دهنده آریتمی ضربان قلب



کاف به شکل دست



7 سال ضمانت

## PRO-36 فشارسنج بازویی اتوماتیک

سخنگو با کنترل صدا

- \* قابلیت اندازه گیری فشار 40 - 280 mmHg
- \* قابلیت اندازه گیری تعداد ضربان قلب 40 - 200 beats/min
- \* بازوبند آناتومیک برای بازو با محیط ۲۲-۴۲ سانتی متر
- \* اعلام نتیجه اندازه گیری
- \* تنظیم میزان صدا
- \* مقیاس نشان دهنده فشار خون
- \* دارای استاندارد CE و ISO
- \* ابزار لازم برای هر خانواده
- \* حافظه برای نشان دادن آخرین اندازه گیری
- \* هوش کلاسیک
- \* اندازه گیری راحت، نتیجه دقیق
- \* قابلیت استفاده از باتری و برق



فشار سنج



نشان دهنده آریتمی ضربان قلب



کاف به شکل دست



کاف آناتومیک



7 سال ضمانت



## PRO-39

### فشارسنج مچی

اتوماتیک

اندازه گیری با دقت بالا

- \* قابلیت اندازه گیری فشار 30 - 260 mmHg
- \* قابلیت اندازه گیری تعداد ضربان قلب 40 - 199 beats/min
- \* برای مچ با محیط ۱۹/۵ - ۱۴ سانتی متر
- \* کم حجم و قابل حمل برای مسافرت، محل کار و منزل
- \* دارای استاندارد CE و ISO
- \* الگوریتم کلاسیک
- \* اندازه گیری راحت، نتیجه دقیق
- \* قابلیت استفاده از باتری



PRO



## PRO-60

### فشارسنج

مجهز به گوشی

- \* بازوبند با حلقه فلزی برای استفاده حرفه ای و خانگی
- \* بازوبند آناتومیک برای بازو با محیط ۳۲ - ۴۲ سانتی متر
- \* مجهز به گوشی آماده استفاده



PRO



## MED-63

### فشارسنج

مجهز به گوشی

- \* کاف سایز بزرگ ۳۰ - ۴۵ سانتی متر حرفه ای
- \* کاف بدون حلقه فلزی برای استفاده حرفه ای
- \* ابزار ضروری
- \* کیسه بادوام از جنس لاتکس
- \* کیف محافظتی نرم



MED



## MED-53

### فشارسنج بازویی

اتوماتیک  
اندازه گیری دقیق

- \* عملکرد هوشمندانه
- \* پورت میکرو USB برای منبع تغذیه
- \* اندازه گیری سریع و ایمن
- \* صفحه نمایش بزرگ با نور پس زمینه
- \* نشانگر کاف
- \* دارای ۹۰ حافظه با تاریخ و زمان
- \* بازوبند آناتومیک مناسب دور بازوی ۲۲ - ۴۲ سانتی متر



## MED-55

### فشارسنج بازویی

اتوماتیک  
اندازه گیری هوشمند

- \* کنترل فشار خون پیشرفته
- \* دارای ۶۰ حافظه برای دو نفر با تاریخ و زمان
- \* بازوبند آناتومیک برای بازو با سایز ۲۲ - ۴۲ سانتی متر
- \* الگوریتم به روز در اندازه گیری
- \* تکنولوژی 3Check
- \* صفحه نمایش رنگی
- \* شخصی سازی میزان هوای پمپ شده جهت اندازه گیری سریع و ایمن



## MED-57

### فشارسنج مچی

اندازه گیری دقیق

- \* عملکرد هوشمندانه
- \* میانگین سه اندازه گیری آخر
- \* صفحه نمایش بزرگ با نور پس زمینه
- \* دارای ۳۰ حافظه با تاریخ و زمان
- \* مناسب دور مچ ۲۱/۵ - ۱۳/۵ سانتی متر
- \* اندازه گیری سریع و ایمن





## WS-1 گوشی پزشکی - تک بل (پایون)

سبک وزن

- \* سری نرم و مخروطی شکل
- \* سبک وزن و کم حجم
- \* گوشی راحت با روکش کروم
- \* لوله Y شکل یک قطعه ای فرم گرفته شده PVC بادوام



## WS-2 گوشی پزشکی - دو بل (پایون)

چند منظوره و مقرون به صرفه

- \* سری نرم و مخروطی شکل
- \* بل با حلقه غیر سرد برای راحتی
- \* گوشی راحت با روکش کروم
- \* لوله Y شکل یک قطعه ای فرم گرفته شده PVC بادوام



## WS-3 گوشی پزشکی - دو شلنگه

حساسیت صوتی بی نظیر

- \* سری نرم و مخروطی شکل
- \* چند منظوره (5x1)
- \* حساسیت صوتی بی نظیر
- \* بل مجهز به سه سایز مختلف
- \* سری پلاستیکی یدکی مجهز به دو سایز مختلف





## WM-61

### فشارسنج عقربه ای

- \* کاف سایز بزرگ ۴۰ - ۲۵ سانتی متر حرفه ای
- \* کاف بدون حلقه فلزی برای استفاده حرفه ای
- \* ابزار ضروری
- \* کیسه بادوام از جنس لاتکس
- \* کیف محافظتی نرم



## WM-62S

### فشارسنج عقربه ای به همراه گوشی معاینه

- #### قابل اطمینان و بادوام
- \* کاف سایز بزرگ ۴۰ - ۲۵ سانتی متری
  - \* کاف دارای حلقه فلزی برای استفاده خانگی و حرفه ای
  - \* کیف محافظتی نرم



## WI-912

### شستشو دهنده دهانی قابل حمل



TECHNO

- واتر جت دندان
- لبخندی زیبا و نفسی تازه
- \* دارای عملکرد سه گانه برای استفاده راحت تر
- نرمال : نظافت و بهداشت موثر
- نرم : برای دندان های حساس
- ضربه ای : ماساژ درمانی لثه
- \* سیستم خاموش کننده خودکار پس از ۲ دقیقه
- \* دارای دو دهانه بارنگ های متفاوت
- \* مناسب برای اعضاء خانواده و زوج ها

5

نازل



قدرت بالا



شارژر بدون تماس



عملکرد سه گانه



چرخش نازل 360°



پایه شارژر غیر تماسی  
همراه با محل نگهداری نازل



کیف مناسب  
برای نگهداری و حمل



کیت نصب روی دیوار  
برای اشغال کردن کمتر فضا



## PRO-911

### آب فشان دهانی مسافرتی



PRO

- لبخند زیبا و بوی خوش دهان
- \* مجهز به آداپتور دستگاه قابل شارژ شدن
- \* پر کردن آسان مخزن آب
- \* کم صدا
- \* دارای دو نازل در رنگ های مختلف
- \* ایده ال برای استفاده زوج ها و خانواده
- \* سیستم خاموش کننده خودکار پس از ۲ دقیقه
- \* سه حالت مختلف استفاده
- نرمال : برای بهداشت موثر
- نرم : برای دندان های حساس
- ضربه ای : برای ماساژ درمانی لثه
- \* با یک شارژر برای یک ماه قابل استفاده است
- \* دسته ارگونومیک برای بدست گرفتن آسان تر
- \* تانک ۱۵۰ میلی لیتر برای مدت زمان استفاده بیشتر



پورت micro USB



قدرت بالا



عملکرد سه گانه





BLOOD PRESSURE

B.Well 

RESPIRATORY

FEVER

ORAL CARE

BODY-MONITORING



## PRO-913

### آب فشان دهانی

مراقبت مدرن برای محافظت لثه و دندان

\* قابلیت شارژ با درگاه USB

\* تانک ۱۵۰ میلی لیتر

\* نازل چرخش ۳۶۰ درجه

\* سه حالت مختلف استفاده

نرمال : برای بهداشت موثر

نرم : برای دندان های حساس

ضربه ای : برای ماساژ درمانی لثه

PRO



شارژ همیشه در دسترس و راحت  
با پورت micro USB



پوشش نرم دسته برای حمل آسان  
و جلوگیری از لغزش در دست



طراحی جمع شونده  
قابلیت حمل آسان در چمدان یا کیف مسافرتی





## WI-922 آبفشان دهانی برقی

محافظت حرفه ای از لثه و دندان

- \* قابلیت تنظیم فشار خروجی بصورت ولومی
- \* قدرت بالا (۱۲۵۰ تا ۱۸۵۰ پالس در دقیقه)
- \* چرخش ۳۶۰ درجه نازل
- \* مخزن آب ۶۰۰ میلی لیتر
- \* تمیزکنندگی موثر دندان با فشار
- \* دارای ۷ عدد نازل (استاندارد، ارتودونسی، تمیزکننده زبان، ایمپلنت، پرپودنتال)
- \* محل مخصوص نگهداری نازل ها
- \* پایه ثابت بدون لغزش

PRO



نازل استاندارد

نازل زبان شوی

نازل ارتودونسی

نازل پرپودنتال

نازل ایمپلنت  
بریج، پل و روکش



## WI-933 آب فشان دهانی برقی و باطری

محافظت حرفه ای از لثه و دندان

- \* استفاده کامل برای تمام اعضای خانواده
- \* قابل استفاده با برق و باطری
- \* تنظیم قدرت به صورت ولومی تا ۱۰ درجه
- \* چرخش ۳۶۰ درجه نازل برای شستشوی موثر
- \* کیف نگهداری قابل حمل
- \* دارای ۸ عدد نازل (برس نازل شستشو، استاندارد، ارتودونسی، تمیزکننده زبان، ایمپلنت، پرپودنتال)
- \* قدرت بالای تمیزکنندگی موثر لثه و دندان

TECHNO







## PRO-110

### نبولایزر کمپرسور

#### قابلیت تنفس سریع

- \* کارآمد در درمان بیماری های دستگاه تنفسی ضعیف
- \* سرعت پودر کردن 0.4 ml/min
- \* استنشاق عمیق و سریع
- \* نبولایزر مدرن Basic (MMAD ~ 3.16 micron) دوز ذرات ریز
- \* دو عدد ماسک راحت برای کودکان و بزرگسالان
- \* کمپرسور قابل اطمینان برای عملکرد طولانی
- \* ماسک مخصوص برای درمان گرفتگی بینی

PRO



## PRO-115

### نبولایزر کمپرسور

#### برای درمان ایمن و موثر

- \* با طراحی اسباب بازی برای کودکان
- \* مجهز به سه ماسک برای استفاده تمام اعضای خانواده
- \* دوز ذرات ریز (MMAD ~ 3.16 micron)
- \* کمپرسور قابل اطمینان برای عملکرد طولانی
- \* برای درمان تنفسی
- \* ماسک مخصوص برای درمان گرفتگی بینی

PRO



B.Well 

## MED-3000

### ترموتر

#### اندازه گیری راحت و دقیق

- \* اندازه گیری بدون نیاز به تماس با نتیجه دقیق کمتر از یک ثانیه
- \* دارای نور صفحه که با خاموش کردن صدا اندازه گیری را در شب میسر می سازد
- \* ساخته شده از مواد پلاستیک ایمن و بدون شیشه و جیوه
- \* اندازه گیری درجه حرارت بدن، آب و اشیاء
- \* صفحه آبی دستگاه نمایش درجه حرارت را ساده می کند
- \* اندازه گیری در فاصله و کمتر از یک ثانیه
- \* تغییر رنگ صفحه با توجه به درجه حرارت



چراغ راهنمای پس زمینه

°C/°F

واحد اندازه گیری



حافظه اندازه گیری



1 second



5 YEARS سال ضمانت

با ۲۵ حافظه اجازه دنبال کردن درجات حرارت را میسر می سازد



اندازه گیری دمای بدن اجسام و هوا



با یک پرتو نشانگر آبی ناحیه اندازه گیری صحیح را مشخص می کند



## WF-5000

### ترموتر لیزری

#### بدون نیاز به تماس، با اندازه گیری دقیق

- \* اندازه گیری دمای اشیاء، هوا و مایعات
- \* عملکرد سریع: اندازه گیری در عرض یک ثانیه
- \* قابلیت به کارگیری آسان با استفاده از نمایش آیکون
- \* به همراه کیف نرم برای محافظت مناسب
- \* به واسطه شاخص های موقعیت، اندازه گیری ها با دقت بالا انجام می شود.



1 second



محدوده اندازه گیری



راه اندازی آسان



هشدار دهنده



حافظه اندازه گیری



5 YEARS سال ضمانت



## WC-150

### تمیز کننده بینی

#### برای تنفس بهتر

- \* بینی نوزاد را در چند ثانیه تمیز می کند
- \* جلوگیری از عفونت
- \* تولید فشار ایده آل کمپرسور، برای تمیز کردن موثر بینی
- \* مجهز به کیف مخصوص
- \* نوک نرم سیلیکونی برای جلوگیری جراثیم پوست نوزاد

PRO



طراحی مخصوص جهت باز کردن آسان و تمیز کردن دستگاه

نوک بزرگ برای زمانی که مخاط سفت تر است  
نوک باریک زمانی که مخاط بصورت مایع است



پخش دوازده آهنگ مشهور کودکان در زمان استفاده از دستگاه



## WF-1000

### ترمومتر گوش و پیشانی

#### اندازه گیری سریع و دقیق

- \* امکان اندازه گیری دمای مجرای گوش و پیشانی
- \* اندازه گیری دمای اشیاء، مایعات و هوا
- \* عملکرد سریع: اندازه گیری در عرض یک ثانیه

MED



B.Well 

## WF-4000

### ترموتر غیر تماسی

- \* اندازه گیری حرفه ای و دقیق بدون نیاز به تماس
- \* نمایش دمای بدن، اشیاء و محیط
- \* کیف نرم برای محافظت و حمل آسان
- \* جایگاه حافظه ۳۲ عدد
- \* هشدار دمای بالا



امکان اندازه گیری ۳۲ حافظه  
دینامیک را فراهم می کند



اندازه گیری دمای بدن،  
آب، هوا و اجسام



اندازه گیری بدون تماس  
نتیجه دقیق در یک ثانیه



اندازه گیری راحت در شب :  
نمایشگر بزرگ با نور پس زمینه و  
حالت بی صدای سیگنال اندازه گیری



## WF-7000

### ترموتر لیزری

بدون نیاز به تماس، با اندازه گیری دقیق

- \* اندازه گیری دمای اشیاء، هوا و مایعات
- \* عملکرد سریع : اندازه گیری در عرض یک ثانیه
- \* قابلیت به کارگیری آسان با استفاده از نمایش آیکون
- \* به همراه کیف نرم برای محافظت مناسب
- \* به واسطه شاخص های موقعیت، اندازه گیری ها با دقت بالا انجام می شود.





## WT-06 Flex

### تب سنج

سریع و دقیق

- \* دارای سر منعطف برای لمس آرام
- \* زنگ و بوق هشدار تب
- \* هشدار سیگنال صوتی در زمان دمای بالا
- \* محفظه برای نگهداری مناسب



کودکان از اردک یا خرگوش بامزه لذت خواهند برد



ساخته شده از موارد اولیه ایمن



نمایش آخرین مقدار اندازه گیری شده



دماسنج دارای سری منعطف بوده که موجب لمس آرام پوست بدن می شود. زمان اندازه گیری دما حدود ۱۰ ثانیه خواهد بود تا کودک برای مدت زیادی آزرده نشود.

به واسطه طراحی کودکانه و رنگ های درخشنده محصولات، کودک از دماسنج لذت خواهد برد. اردک درخشان یا خرگوش بشاش می توانند بهترین دوست برای کودک باشند و هر بار اندازه گیری دما را به یک بازی تبدیل کنند.

### توصیه:

برای دریافت عدد دقیق دما لازم است که نوک دستگاه با بدن تماس کامل داشته باشد. در صورتیکه نوک دستگاه در تماس نزدیک پوست با بدن نباشد واحد عددی زودتر به صدا در خواهد آمد و مقدار اندازه گیری نادرست خواهد بود. هنگام اندازه گیری دما از طریق دهان، دهان باید بسته نگه داشته شود. زمانیکه از طریق زیر بغل اقدام به گرفتن دما می نمایید باید بازو به قدری نزدیک بدن شود که دستگاه را کاملاً پوشش دهد.





B.Well 

## WT-04 Standard

### تب سنج

### دقیق و راحت

- \* سرمنعطف
- \* نمایش آخرین مقدار اندازه گیری شده
- \* صفحه ضد لغزش برای نگهداشتن راحت
- \* محفظه برای نگهداری مناسب



PRO



## WT-03 Base

### تب سنج

### دقیق و قابل اطمینان

- \* نمایش آخرین مقدار اندازه گیری شده
- \* سیستم خاموشی خودکار به منظور صرفه جویی در مصرف
- \* محفظه برای نگهداری مناسب



PRO



## WK-166 ترازوی دیجیتال

اندازه گیری با دقت بالا

- \* حداکثر ظرفیت 180kg / 396 lb / 28/8st
- \* دقت 100g / 0/2 lb
- \* ابعاد ترازو ۱۷/۵ \* ۳۰۰/۵ \* ۳۰۰/۵ میلی متر
- \* صفحه نمایش به ابعاد ۳۴\*۷۳ میلی متر با نور پس زمینه آبی
- \* کفی شیشه ای امن به ضخامت ۶ میلی متر
- \* مجهز به سنسورهای اندازه گیری فشار
- \* عملکرد خودکار



PRO




## WK-165 Black ترازوی دیجیتال

اندازه گیری با دقت بالا

- \* حداکثر ظرفیت 180kg / 396 lb / 28/8st
- \* دقت 100g / 0/2 lb
- \* ابعاد ترازو ۱۷/۵ \* ۳۰۰/۵ \* ۳۰۰/۵ میلی متر
- \* صفحه نمایش به ابعاد ۳۴\*۷۳ میلی متر
- \* کفی شیشه ای امن به ضخامت ۶ میلی متر
- \* مجهز به سنسورهای اندازه گیری فشار
- \* عملکرد خودکار



PRO



## WK-165 white ترازوی دیجیتال

اندازه گیری با دقت بالا

- \* حداکثر ظرفیت 180kg / 396 lb / 28/8st
- \* دقت 100g / 0/2 lb
- \* ابعاد ترازو ۱۷/۵ \* ۳۰۰/۵ \* ۳۰۰/۵ میلی متر
- \* صفحه نمایش به ابعاد ۳۴\*۷۳ میلی متر
- \* کفی شیشه ای امن به ضخامت ۶ میلی متر
- \* مجهز به سنسورهای اندازه گیری فشار
- \* عملکرد خودکار



PRO

B.Well 

## PRO-161

### ترازوی دیجیتال نوزاد

اندازه گیری با دقت بالا  
به همراه قد سنج

- \* دارای عملکرد اندازه گیری وزن خالص ( نشان دهنده وزن دقیق کودک بدون احتساب لباس )
- \* تسهیل کنترل وزن کودک در دوره های ابتدایی رشد تا وزن ۲۰ کیلوگرم
- \* مقعری شکل بودن به همراه پایه های خاص و فرورفتگی جهت تعادل و راحتی
- \* دارای حافظه برای آخرین وزن اندازه گیری شده



PRO



## WK-168BT

### ترازوی تشخیصی مجهز به بلوتوث

نمایش دقیق ترکیبات بدن

- \* قابلیت انتقال نتیجه به اپلیکیشن موبایل برای آنالیز
- \* بررسی نتایج
- \* تکنولوژی چهار سنسوری : محاسبه وزن، چربی بدن، آب بدن، درصد عضله، توده استخوانی، شاخص توده بدنی، تجزیه و تحلیل کالری
- \* محاسبه BMI



PRO

تکنولوژی چهار سنسور  
برای محاسبه قابل اطمینان



بررسی نتایج و آنالیز اندازه گیری  
در اپلیکیشن موبایل



تجزیه و تحلیل وزن، چربی بدن، آب بدن،  
درصد عضله، توده استخوانی و شاخص توده بدنی





**B.Well**   
Caring for everyone

B.Well Swiss AG  
Bahnhofstrasse 24, CH-9443 Widnau,  
Switzerland



 [b.well.swiss](https://www.instagram.com/b.well.swiss)  
[www.b-well.ir](http://www.b-well.ir)