

# OMRON

## EVOLV



Automatic Upper Arm  
Blood Pressure Monitor

**No tubes, no wires.  
Simply accurate.**



iPhone & Android™



# OMRON

## EVOLV



### مشخصات

- طراحی کامپکت و بدون لوله اتصال
- دارای کاف ۳۶۰ درجه
- قابل استفاده برای خانم های باردار
- اتصال به برنامه Omron Connect برای مراقبت های پزشکی بیشتر
- قابلیت استفاده در پروژه های انتقال داده بین بیمار و پزشک (تله مدیسین)
- اتصال بلوتوث
- نمایشگر مجتمع HD. OLED
- اندازه کاف: ۴۲-۲۲ سانتیمتر
- وزن: ۲۴۰ گرم
- ابعاد: ۸۵ X ۲۰ X ۱۲۰ میلی متر (بدون کاف)
- دارای ۱۰۰ حافظه



### Omron Connect

- از طریق نرم افزار Omron connect می توانید نتایج اندازه گیری ها را بر روی گوشی هوشمندتان مشاهده و پیگیری کنید و با پزشک خود به اشتراک بگذارید تا در طی زمان، درک بهتری از سلامتی خود داشته باشید.
- این برنامه از دستگاههای OMRON به گوشی های هوشمند از طریق بلوتوث متصل می شود و قابلیت نمایش اندازه گیری ها، نمودارها و میانگین این اندازه گیری ها را دارد.
- همچنین ذخیره و به اشتراک گذاری اطلاعات سلامت این برنامه با سایر برنامه های سلامت مانند اپل امکان پذیر است.

نماینده انحصاری OMRON ژاپن در ایران

تهران، انتهای خیابان وزراء، روبروی خیابان ۲۵، پلاک ۱۰۲

صندوق پستی: ۴۵۵۸/۱۵۸۷۵

تلفن: ۲۰۲ و ۰۲۱-۸۲۴۴۱۲۰۱ فکس: ۰۲۱-۸۸۸۸۳۰۴۶

www.pbteb.com

